

Användarguide

Nordic Relax LED Ansiktsmask



NR

NORDIC RELAX

OF SWEDEN

Hej!

Tack för ditt köp av en ansiktsmask från
Nordic Relax.

Läs noga genom denna folder innan
användning och tveka inte på att kontakta
oss om det uppstår några som helst frågor
eller funderingar.

Nordic Relax of Sweden AB
Hortensiagatan 7
256 68 Helsingborg
info@nordicrelax.se
0046 42-311 15 50

www.nordicrelax.se

Rekommendationer för användning

Denna mask är avsedd för ansiktet. Använd inte utan goggles och titta inte direkt i ljuset. Använd inte masken om du misstänker att den är trasig, ta då kontakt med oss på info@nordicrelax.se. Försök inte reparera den själv.

Lägg ingen tyngd på masken och lägg den inte under textilier eller i närheten av brännbara vätskor. Håll ansiktsmasken fri från vätska och fukt. Masken ska inte användas av barn. Använd inte ansiktsmasken på solbränd hud eller i samband med fillers.

Använd ej vid:

Fitzpatrick hudtyp V eller VI

Fotosensibilitet

Graviditet eller amning

Större acneutbrott

Upplever du obehag eller utslag?

Stäng genast av masken och rådgör med läkare.

Använd alltid medföljande goggles och undvik att se direkt in i ljuset vilket kan skada ögonen.

Produktbeskrivning

Nordic Relax ansiktsmask i medicinsk silikon består av 66 ljusdioder med rött, blått och infrarött ljus.

Rött och blått ljus i kombination med infrarött ljus ökar blodcirkulationen till ansiktet, ökar kollagenproduktion och verkar anti-bakteriellt. Våglängder på 415, 630 och 830 nanometer används framförallt för att motverka rynkor och för att lindra mild till måttlig acne.

Använd rött och infrarött för att motverka oönskade ålderstecken. Använd blått och infrarött för att lindra acne. Masken är förprogrammerad med 10 minuters program och bör användas tre gånger i veckan. Efter avslutat program stänger masken av sig.

Teknisk specifikation:

Källa: 3.7Vdc 2600mAh lithium batteri

Batteritid: 70 min

Laddtid: 3,5 timmar

Vikt: 415g

Dimensioner: 223 mm x 310 mm x 8 mm (B x L x H)

Våglängder: 630nm±10nm, 415nm±10nm, 830±10nm

Energikälla: LEDs

Täthet: 30mw/cm² (rött), 44 mw/cm² (blått)

Behandlingstid: 10 minuter/dag, 3 gånger per vecka

Användningsområde: Ansikte

Använd så här:

Ladda batteriet vid behov: Anslut kabel USB-C.
Rengör huden och ta bort eventuell kosmetika.
Spänn fast medföljande kardborreband i masken.
Koppla in handkontrollen med medföljande USB kabel.

Sätt masken över ansiktet och spänn fast den så den sitter bekvämt. Starta ansiktsmasken genom att hålla inne knappen på handkontrollen i tre sekunder. Programmet med rött och infrarött ljus (anti-aging) startar automatiskt. Tryck på knappen på handkontrollen ytterligare en gång för att byta program till blått och infrarött ljus (anti-acne).

Programmen varar i tio minuter. Önskar du avbryta programmet i förtid, håll inne knappen på handkontrollen i tre sekunder.

Rekommenderad användning: 3 ggr/vecka.

Kort sammanfattning:

Starta ansiktsmasken -

ett långt tryck på knappen på handkontrollen

Byta program -

ett kort tryck på knappen på handkontrollen

Stänga av ansiktsmasken -

ett långt tryck på handkontrollen

Efter avslutat program stänger ansiktsmasken av sig själv.